



161312050205

检测报告



报告编号 A2210151346201a

第 1 页 共 4 页

委托单位 厦门通士达照明有限公司

受检单位 厦门通士达照明有限公司

单位地址 厦门市同安区美溪道 676 号

样品类型 地下水

检测类别 委托检测



厦门市华测检测技术有限公司



No.4335880C58

检测报告

报告编号 A2210151346201a

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。

厦门市华测检测技术有限公司
联系地址：厦门市海沧区霞阳路 8 号 2#厂房第三层
邮政编码：361028
检测委托受理电话：0592-5598487
报告质量投诉电话：0592-5700898
传真：0592-5538745

编

制：

陈歌

审

核：

林野野

签

发：

周文足

签发人姓名：

周文足

签发日期：

2021/06/30

华测检测
7594

检测报告

报告编号 A2210151346201a

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈鹏毅, 刘添鹏
采样点名称	地下水监测点	样品状态	微黄色、微浊、无异味
采样时间	2021.06.16	检测日期	2021.06.16~2021.06.28
检测结果:			
检测项目	检测结果	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) 表 1 III类 表 2	数据单位
pH 值	7.2	6.5~8.5	无量纲
汞	<DL	≤0.001	mg/L
硒	3.5×10^{-4}	≤0.01	mg/L
铍	<DL	≤0.002	mg/L
钒	5.5×10^{-4}	---	mg/L
铬	1.4×10^{-4}	---	mg/L
钴	1.0×10^{-4}	≤0.05	mg/L
镍	6.0×10^{-4}	≤0.02	mg/L
砷	1.37×10^{-3}	≤0.01	mg/L
钼	2.82×10^{-3}	≤0.07	mg/L
镉	<DL	≤0.005	mg/L
锑	1.62×10^{-3}	≤0.005	mg/L
铊	9×10^{-5}	≤ 1×10^{-4}	mg/L
铅	<DL	≤0.01	mg/L
铜	<DL	≤1.00	mg/L
锌	<DL	≤1.00	mg/L
锰	0.27	≤0.10	mg/L
注: 1.<DL 表示测定结果低于分析方法检出限。 2.“---”表示上述标准中未对该项目作限制。			

华测检测
用章
568

检测报告

报告编号 A2210151346201a

第 4 页 共 4 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:					
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制 范围	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020	/	/	精密型 PH 计 testo 206 PH1
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子 荧光法 HJ 694-2014	/	$4 \times 10^{-5}(\text{mg/L})$	双通道原子荧光光谱 仪 BAF-2000
	硒		/	$4 \times 10^{-4}(\text{mg/L})$	
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离 子体质谱法 HJ 700-2014	/	$5 \times 10^{-5}(\text{mg/L})$	电感耦合等离子体质 谱仪 (ICP-MS) NexION 350X
	铅		/	$9 \times 10^{-5}(\text{mg/L})$	
	铬		/	$1.1 \times 10^{-4}(\text{mg/L})$	
	镍		/	$6 \times 10^{-5}(\text{mg/L})$	
	砷		/	$1.2 \times 10^{-4}(\text{mg/L})$	
	钴		/	$3 \times 10^{-5}(\text{mg/L})$	
	钒		/	$8 \times 10^{-5}(\text{mg/L})$	
	铋		/	$1.5 \times 10^{-4}(\text{mg/L})$	
	铊		/	$2 \times 10^{-5}(\text{mg/L})$	
	铍		/	$4 \times 10^{-5}(\text{mg/L})$	
	钼		/	$6 \times 10^{-5}(\text{mg/L})$	
	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离 子体发射光谱法 HJ 776-2015	/	0.04(mg/L)	电感耦合等离子体光 谱仪 (ICP) OPTIMA 8300
	锌		/	0.009(mg/L)	
	锰		/	0.01(mg/L)	

报告结束